

EKG v digitálním světě



Pokročilá správa
EKG záznamů

EKG 1202

+420 495 220 206
www.polymed.cz

P 08104 **1ks**

Profesionální EKG se stylovým designem, které poskytuje pokročilé funkce a spolehlivou interpretaci, postavené na míru kardiologické praxi.

Komplexní řešení pro kardiologickou praxi

1202 je **EKG nové generace**, které disponuje nástroji pro **komplexní kardiologickou diagnostiku** a přináší **nejmodernější** technologie pro **podporu** klinických rozhodnutí v kardiologické praxi.

Standardní 12 svodové klidové EKG.
9 svodové klidové EKG přizpůsobené pro novorozence.
Farmaceutické studie.
Průměrný EKG signál (SAECG).
Vektorové EKG a časované vektorové EKG (VCG&TVCG).
Variabilita srdeční frekvence (HRV).
ST - view (intuitivní zobrazení ST-segmentu).
Vzorkovací frekvence 64 000 Hz.



Dlouhodobé vzorkování

Vzorkování až 1800 sekund pomáhá odhalit potenciální srdeční problémy a překonává omezení nedostatečné doby vzorkování. Nabízí mnohem větší flexibilitu při provádění vyšetření pacientů, kteří potřebují komplexní vyšetření.

Výběr a analýza

Výběr libovolné části křivky pomocí inteligentního posuvníku. Uživatel může vybrat libovolný 10s segment k zobrazení, interpretaci a tisku.

Displej

Barevný sklopný dotykový displej 10,1" nabízí dokonalé zobrazení křivky a umožňuje snadné ovládání na obrazovce s přizpůsobitelnými klávesovými zkratkami.

Klávesnice

Voděodolná kapacitní klávesnice s vícebarevnými diodami umožňuje snadné čištění a desinfekci a usnadňuje každodenní praxi.

Výjimečná diagnostika i ve výjimečných případech

Automatická detekce arytmií.
Diagnostika přímo na obrazovce.



Luxusní pojízdný stojan

P 08518 **1ks**

19 980,-



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

EKG 1201 PRO

+420 495 220 206
www.polymed.cz

P 09044 **1ks**

EKG navržené pro **pohodlnou** a **snadnou** práci zdravotníků. Příklad **automaticky zaznamená EKG**, pokud jsou signály správně vzorkovány a **včas upozorňuje** na chybné zapojení svodů nebo **detekci kardiostimulátoru**.

Díky kombinaci přenosnosti a špičkového výkonu lze EKG 1201 PRO flexibilně použít v mnoha klinických případech pro diagnostiku srdce. Disponuje snadným ovládáním a efektivním pracovním postupem. Vestavěná čtečka čárových kódů.

Dlouhodobé vzorkování

Vzorkování až 1800 sekund překonává omezení nedostatečné doby vzorkování a nabízí mnohem větší flexibilitu při provádění vyšetření.

Výběr a analýza

Flexibilní výběr libovolné části křivky pomocí inteligentního posuvníku.

Uživatel může vybrat libovolný 10s segment k zobrazení, interpretaci a tisku.

Inteligentní vzorkování

Funkce inteligentního vzorkování automaticky spustí vzorkování pouze pokud je kvalita signálu dostačující. Když dojde k odpojení svodů nebo k rušení signálu, vzorkování se přerušuje a začne znovu.

Displej

Barevný sklopný dotykový displej 10,1" nabízí dokonalé zobrazení křivky a umožňuje snadné ovládání na obrazovce s přizpůsobitelnými klávesovými zkratkami.

Klávesnice

Voděodolná kapacitní klávesnice s vícebarevnými diodami umožňuje snadné čištění, desinfekci a usnadňuje každodenní práci.

Speciální funkce

Oznámení závažných onemocnění.

Analýza kardiostimulátoru.

Zprůměrovaná šablona.

Zvětšení gestem.

Porovnání záznamů.

Pojízdný stojan

P 03413 **1ks**



68 000,-



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH 20%.




Sdílejte naše vize



6 980,-


Digitální EKG síť

+420 495 220 206
www.polymed.cz



OZVĚTE SE NÁM!

Rádi Vám s digitalizací EKG záznamů pomůžeme.



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové

Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz

